


ZEEN CARE

BOOST PRO MASSAGE GUN

ZC-JM05



Upute za korištenje

Boost Pro massage gun

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik PRIJE korištenja uređaja kako biste osigurali sigurnost i pouzdanost uporabe, te sačuvajte upute na sigurnom mjestu i prosljedite ih svim budućim vlasnicima.

Tehničke specifikacije

Naziv proizvoda	Boost Pro masažni pištolj
Model	ZC-JM05
Ulaz	USB C / 5 V / 24 W / 1A
USB kabel	0,5 m
Brzine	4
Ručno upravljanje	Da
Trajanje programa	15 minuta
Brzina rotacije	4000 ± 200 okr/min
Broj masažnih nastavaka	4
Vrijeme punjenja	2,5 sata
Amplituda	0,6 cm
Baterija	18650, 7,4 V, 1200 mAh
Trajanje baterije	260–350 minuta
Jamstvo	12 mjeseci

Način upotrebe

1. Pritisnite i držite tipku na uređaju kako biste uključili uređaj. Nakon uključivanja, uređaj će automatski biti postavljen na prvu brzinu i jedna LED-ica indikatora će zasvijetliti crveno.
2. Ponovno pritisnite tipku za prebacivanje na drugu brzinu i dvije LED-ice indikatora će zasvijetliti plavo.
3. Svakim daljnjim pritiskom na tipku uređaj prelazi u višu brzinu, a broj upaljenih LED-ica raste s promjenom brzine.
4. Uređaj ima ukupno četiri brzine. Kada dosegne četvrtu brzinu, pritiskom na tipku vratit će se na prvu brzinu.
5. Pritisnite i držite tipku na uređaju kako biste isključili uređaj.

Čišćenje in vzdrževanje

1. Pred čišćenjem obavezno izključite polnilec iz električne vtičnice.
2. Obrišite napravo z nevtralnim detergentom in mehko krpo. Uporaba korozivnih čistil je prepovedana.
3. Preprečite vdor vode ali drugih korozivnih tekočin v napravo, saj lahko povzročijo okvaro ali poškodbo.

⚠ Varnostni nasveti

Ne odpirajte in ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan. Podjetje Feniks Info d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo na izdelku ali poškodbe, ki bi nastale zaradi malomarne, nepravilne ali nenamenske uporabe oziroma uporabe, ki ni v skladu z določenim namenom izdelka. Napravo uporabljajte izključno v zaprtih in suhih prostorih. Ob stiku z vlago obstaja nevarnost kratkega stika. Namenjena je izključno za zasebno uporabo v skladu s tem navodilom in ni primerna za komercialno uporabo.

NE odpirajte naprave in je ne uporabljajte, če je poškodovana!

NE uporabljajte je na vlažnih mestih!

Polnite napravo samo v okviru tehničnih specifikacij!

NE uporabljajte naprave pri visokih temperaturah in/ali če je prekrita in/ali v vlažnem okolju!

NE izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi!

NE preobremenjujte naprave!

Vedno izključite polnilec iz elektrike pred čišćenjem, vzdrževanjem ali uporabo naprave!

V primeru nepravilnosti (npr. vonj po zažganem) takoj izključite napravo in prenehajte z uporabo!

Ne dotikajte se polnilca z mokrimi rokami!

Naprave ne uporabljajte v kopalnici ali drugih vlažnih prostorih!

Ne pršite hlapnih olj, premazov ali pesticidov po napravi!

Ne uporabljajte poškodovanih polnilcev ali kablov!

Med delovanjem naprave naj bodo otroci na varni razdalji!



Odstranjevanje naprave

Tega izdelka ne smete odlagati z gospodinjstskimi odpadki. Oddajte ga na zbirno mesto za elektronske odpadke v vaši občini ali regiji.



Odstranjevanje embalaže

Embalaže ne smete odlagati z gospodinjstskimi odpadki. Prosimo, ravajte v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.




Način polnjenja


1. Naprave ne uporabljajte, dokler je priključena na polnilec.
2. Priključite USB-C konektor priloženega USB kablja v USB-C vhod na masažerju.
3. Priključite USB-A konektor priloženega USB kablja v USB polnilec 5V, najmanj 1A (polnilec ni priložen).
4. Polnjenje se bo samodejno začelo in rdeča LED-lučka bo svetila med polnjenjem.
5. Ko je naprava popolnoma napolnjena, bo LED-lučka zasvetila zeleno. Ko je polnjenje končano, lahko odklopite polnilec. Odklop izvedite v obratnem vrstnem redu.

Menjava masažnih glav

1. Izvlecite obstoječo masažno glavo.



2. Namestite željeno masažno glavo.




Način punjenja


1. Nemojte koristiti uređaj dok je spojen na punjač.
2. Spojite USB C konektor priloženog USB kabela na USB C ulaz na masažeru.
3. Spojite USB A priključak priloženog USB kabela na USB punjač 5V, min 1A (punjač nije uključen u pakiranje)
4. Punjenje će automatski započeti i crvena LED-ica će svijetliti za vrijeme punjenja.
5. Kad se uređaj napuni do kraja LED-ica će zasvijetliti zeleno. Kad je punjenje završeno možete od spojiti punjač. Od spajanje obavite obrnutim redoslijedom.

Način zamjene glave za masažu

1. Izvucite originalnu glavu za masažu.



2. Postavite novu glavu za masažu koju želite koristiti.



Čišćenje i održavanje

1. Obavezno isključite punjač iz struje prije čišćenja.
2. Obrišite uređaj neutralnim deterdžentom i mekanom krpom. Zabranjena je upotreba korozivnih sredstava za čišćenje.
3. Spriječite ulazak vode ili drugih korozivnih tekućina u uređaj jer može doći do kvara ili oštećenja.

▲ Sigurnosne upute

Ne otvarajte i ne koristite proizvod ako je oštećen. Feniks Info d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za štete na proizvodu ili ozljede nastale nepažljivo i nenamjenskom uporabom ili uporabom koja nije u skladu s navedenom svrhom proizvoda. Uređaj koristite samo u zatvorenim i suhim prostorijama. Postoji opasnost od kratkog spoja ako je u dodiru s vlagom. Namijenjen je isključivo za privatnu uporabu u skladu s ovim uputama i ne smije se koristiti u komercijalne svrhe.

NE otvarajte uređaj i ne koristite ga ako je oštećen!

NE koristite ga na vlažnim mjestima!

Punite uređaj samo unutar tehničkih podataka!

NE koristite uređaj pri visokim temperaturama i/ili ako je prekriven i/ili u vlažnom okruženju!

NE izlažite uređaj izravnom sunčevom svjetlu!

NE preopterećujte uređaj!

Obavezno isključite punjač iz struje prije čišćenja, održavanja ili korištenja uređaja!

U slučaju nepravilnosti (npr. miris paljevine), odmah isključite uređaj i prestanite sa radom!

Ne dirajte punjač mokrim rukama!

Ne koristite uređaj u kupaonici ili drugim vlažnim prostorima!

Ne prskajte hlapljiva ulja, premaze ili pesticide po uređaju!

Ne koristite oštećene punjače ili oštećene kablove!

Držite djecu podalje tijekom rada uređaja!



Odlaganje uređaja

Ovaj uređaj se ne odlazi s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električni otpad u vašoj zajednici ili okrugu.



Zbrinjavanje pakiranja

Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.

Izjava o sukladnosti na hrvatskom jeziku nalazi se na:

<http://www.feniks-info.hr/IzjavaSukladnosti>

Navodila za uporabu

Boost Pro masažna pištola

Prosimo, pred uporabu naprave pažljivo preberite ta priručnik, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo. Navodila shranite na varno mesto in jih posredujte vsem prihodnjim lastnikom.

Tehnične specifikacije

Naziv izdelka	Boost Pro masažna pištola
Model	ZC-JM05
Vhod	USB C / 5 V / 24 W / 1A
USB kabel	0,5 m
Hitrosti	4
Ročno upravljanje	Da
Trajanje programa	15 minut
Hitrost vrtenja	4000 ± 200 vrt/min
Število masažnih nastavkov	4
Čas polnjenja	2,5 ure
Amplituda	0,6 cm
Baterija	18650, 7,4 V, 1200 mAh
Čas delovanja baterije	260–350 minut
Garancija	12 mesecev

Način uporabe

1. Pritisnite in držite gumb na napravi, da jo vklopite. Po vklopu bo naprava samodejno nastavljena na prvo hitrost in ena LED-lučka indikatorja bo zasvetila rdeče.
2. Ponovno pritisnite gumb za preklon na drugo hitrost in dve LED-lučki indikatorja bosta zasvetili modro.
3. Z vsakim naslednjim pritiskom na gumb naprava preklopi na višjo hitrost, število prižganih LED-lučk pa se povečuje z vsako spremembo hitrosti.
4. Naprava ima skupno štiri hitrosti. Ko doseže četrto hitrost, se ob naslednjem pritisku na gumb vrne na prvo hitrost.
5. Pritisnite in držite gumb na napravi, da jo izklopite.

Cleaning and Maintenance

1. Always unplug the charger from the power outlet before cleaning.
2. Wipe the device with a neutral detergent and a soft cloth. The use of corrosive cleaning agents is strictly prohibited.
3. Prevent water or other corrosive liquids from entering the device, as this may cause malfunction or damage.

Safety tips

Do not open or use the product if it is damaged. Feniks Info d.o.o. accepts no responsibility for product damage or injuries caused by careless, improper, or unintended use, or by use not in accordance with the intended purpose of the product. Use the device only in closed and dry indoor areas. There is a risk of short circuit if it comes into contact with moisture. It is intended exclusively for private use in accordance with these instructions and must not be used for commercial purposes.

DO NOT open or use the device if it is damaged!

DO NOT use it in damp or wet locations!

Only charge the device within the specified technical parameters!

DO NOT use the device at high temperatures and/or if it is covered and/or in a humid environment!

DO NOT expose the device to direct sunlight!

DO NOT overload the device!

Always unplug the charger from the outlet before cleaning, maintenance, or using the device!

If any malfunction occurs (e.g. burning smell), immediately turn off the device and stop using it!

DO NOT touch the charger with wet hands!

DO NOT use the device in the bathroom or other humid areas!

DO NOT spray volatile oils, coatings, or pesticides on the device!

DO NOT use damaged chargers or cables!

Keep children away while the device is in operation!



Device Disposal

This device must not be disposed of with household waste. Please take it to a designated collection point for electronic waste in your community or district.



Packaging Disposal

The packaging must not be disposed of with household waste. Please follow the appropriate local procedures for disposal.

Jamstveni list:

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda.

Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara.

Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara “ne radi”, te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako se ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećenjima, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen.

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis:

Feniks-info d.o.o.

Slavonska avenija 72, Zagreb

servis@feniks-info.hr

mob: +385 91 3344 271

Datum kupnje: _____

Pečat i potpis: _____

Guide for use

Boost Pro massage gun


Please read this manual carefully BEFORE using the device to ensure safe and reliable operation. Keep the instructions in a safe place and pass them on to any future owners.

Technical Specifications

Product Name	Boost Pro Massage Gun
Model	ZC-JM05
Input	USB C / 5 V / 24 W / 1A
USB Cable	0,5 m
Speeds	4
Manual Operation	Yes
Program Duration	15 minutes
Rotation Speed	4000 ± 200 rpm
Number of Attachments	4
Charging Time	2,5 hours
Amplitude	0,6 cm
Battery	18650, 7,4 V, 1200 mAh
Battery Life	260~350 minutes
Warranty	12 months

Instructions for Use

1. Press and hold the button on the device to turn it on. Once turned on, the device will automatically be set to the first speed, and one red indicator LED will light up.
2. Press the button again to switch to the second speed, and two blue indicator LEDs will light up.
3. With each additional press of the button, the device switches to a higher speed, and the number of illuminated LEDs increases accordingly.
4. The device has a total of four speeds. When it reaches the fourth speed, pressing the button again will return it to the first speed.
5. Press and hold the button on the device to turn it off.
5. Pritisnite i držite tipku na uređaju kako biste isključili uređaj.




Charging Instructions

1. Do not use the device while it is connected to the charger.
2. Connect the USB-C connector of the included USB cable to the USB-C port on the massager.
3. Connect the USB-A plug of the included USB cable to a 5V, minimum 1A USB charger (charger not included).
4. Charging will start automatically and the red LED indicator will light up while charging.
5. Once the device is fully charged, the LED will turn green. When charging is complete, you can disconnect the charger. Disconnect in the reverse order of connection.

Method of replacement of massage head

1. Pull out the original massage head.



2. Put on the massage head you need.

