



Menjava masažnih glav

1. Odstranite obstoječo masažno glavo.



2. Namestite novo glavo, ki jo želite uporabiti.



ZEEN CARE

PULSE MASSAGE GUN

ZC-JM03

⚠ Varnostni nasveti

Ne odpirajte in ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan. Podjetje Feniks Info d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo na izdelku ali poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnega in nepravilnega ravnanja ali uporabe, ki ni v skladu z navedenim namenom izdelka. Napravo uporabljajte samo v zaprtih in suhih prostorih. Ob stiku z vlago obstaja nevarnost kratkega stika. Naprava je namenjena izključno za zasebno uporabo v skladu s temi navodili in ni primerna za komercialne namene.

NE odpirajte naprave in je NE uporabljajte, če je poškodovana!

NE uporabljajte je na vlažnih mestih!

Napravo polnite samo v okviru tehničnih specifikacij!

NE uporabljajte naprave pri visokih temperaturah, če je pokrita ali v vlažnem okolju!

NE izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi!

NE preobremenjujte naprave!

Polnilnik vedno izklopite iz električnega omrežja pred čiščenjem, vzdrževanjem ali uporabo naprave!

V primeru nepravilnosti (npr. vonj po zažganem) takoj izklopite napravo in prenehajte z uporabo!

Ne dotikajte se polnilnika z mokrimi rokami!

Ne uporabljajte naprave v kopalnici ali drugih vlažnih prostorih!

Ne pršite hlapljivih olj, premazov ali pesticidov po napravi!

Ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali kablov!

Otroke med delovanjem naprave držite stran!




Odstranjevanje naprave

Tega izdelka ne smete odlagati z gospodinjskimi odpadki. Oddajte ga na zbirno mesto za elektronske odpadke v vaši občini ali regiji.



Odstranjevanje embalaže

Embalaže ne smete odlagati z gospodinjskimi odpadki. Prosimo, ravnejte v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.



Upute za korištenje

Pulse massage gun

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik PRIJE korištenja uređaja kako biste osigurali sigurnost i pouzdanost uporabe, te sačuvajte upute na sigurnom mjestu i prosljedite ih svim budućim vlasnicima.

Tehničke specifikacije

Naziv proizvoda	Pulse masažni pištolj
Model	ZC-JM03
Ulaz	USB C / 5 V / 24 W / 1A
USB kabel	0,5 m
Brzine	6
Ručno upravljanje	Da
Trajanje programa	15 minuta
Brzina rotacije	3000 ± 200 okr/min
Broj masažnih nastavaka	4
Vrijeme punjenja	2,5 sata
Amplituda	0,6 cm
Baterija	18650, 7,4 V, 1200 mAh
Trajanje baterije	150–180 minuta
Jamstvo	12 mjeseci

Način punjenja

1. Nemojte koristiti uređaj dok je spojen na punjač.
2. Spojite USB C konektor priloženog USB kabela na USB C ulaz na masažeru.
3. Spojite USB A priključak priloženog USB kabela na USB punjač 5V, min 1A (punjač nije uključen u pakiranje)
4. Punjenje će automatski započeti i crvena LED-ica će svijetliti za vrijeme punjenja.
5. Kad se uređaj napuni do kraja crvena LED-ica će prestati svijetliti i kad je punjenje završeno možete od spojiti punjač. Od spajanje obavite obrnutim redoslijedom.

Čišćenje i održavanje

1. Obavezno isključite punjač iz struje prije čišćenja.
2. Obrišite uređaj neutralnim deterdžentom i mekanom krpom. Zabranjena je upotreba korozivnih sredstava za čišćenje.
3. Spriječite ulazak vode ili drugih korozivnih tekućina u uređaj jer može doći do kvara ili oštećenja.

Masažne glave in njihove funkcije



Okrogla glava
Za masažu rok, hrbta, zadnjice, nog.



Ravna glava
Za sprostitev in oblikovanje mišičnih delov.




Stožčasta glava
Za globinsko masažo tkiv, kot so sklepi, dlan in stopalo.



Glava v obliki črke U
Za masažo vratu, hrbtenice in ahilove tetive.

Način uporabe

1. Pritisnite gumb na napravi, da jo vklopite. Po vklopu bo naprava samodejno nastavljena na prvo hitrost in ena LED-lučka indikatorja bo zasvetila rdeče.
2. Ponovno pritisnite gumb za preklon na drugo hitrost in dve LED-lučki indikatorja bosta zasvetili rdeče.
3. Vsak nadaljnji pritisk na gumb poveča hitrost naprave, število prižganih LED-lučk pa narašča z vsako spremembo hitrosti.
4. Naprava ima skupno šest hitrosti. Ko doseže šesto hitrost, pritisnite gumb še enkrat za izklop.
5. Napravo lahko kadarkoli izklopate tudi z dolгим pritiskom na gumb.



Indikatorska lučka

Gumb za vklop/izklop in spremembo intenzivnosti

Polnilni priključek

Navodila za uporabo

Pulse masažna pištola

Prosimo, pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo. Navodila shranite na varno mesto in jih posredujte vsem prihodnjim lastnikom.

Tehnične specifikacije

Naziv izdelka	Pulse masažna pištola
Model	ZC-JM03
Vhod	USB C / 5 V / 24 W / 1A
USB kabel	0,5 m
Hitrosti	6
Ročno upravljanje	Da
Trajanje programa	15 minut
Hitrost vrtenja	3000 ± 200 vrt/min
Število masažnih nastavkov	4
Čas polnjenja	2,5 ure
Amplituda	0,6 cm
Baterija	18650, 7,4 V, 1200 mAh
Čas delovanja baterije	150–180 minut
Garancija	12 mesecev

Način polnjenja

1. Ne uporabljajte naprave, ko je priključena na polnilec.
2. Priključite USB-C konektor priloženega USB kabla v USB-C vhod na masažerju.
3. Priključite USB-A konec priloženega USB kabla v USB polnilec 5V, min 1A (polnilec ni priložen).
4. Polnjenje se bo začelo samodejno in rdeča LED-lučka bo svetila med polnjenjem.
5. Ko je naprava popolnoma napolnjena, se bo rdeča LED-lučka ugasnila. Ko je polnjenje končano, lahko odklopite polnilec. Odklop opravite v obratnem vrstnem redu.

Čiščenje in vzdrževanje

1. Pred čiščenjem obvezno izklopite polnilec iz električnega omrežja.
2. Obrišite napravo z nevtralnimi detergentom in mehko krpo. Uporaba korozivnih čistil je prepovedana.
3. Preprečite vdor vode ali drugih korozivnih tekočin v napravo, saj lahko pride do okvare ali poškodbe.

Glave za masažo i njihova namjena



Okrugli nastavak

Koristi se za masažo ruku, leđa, stražnjice i nogu.



Ravni nastavak

Koristi se za opuštanje i oblikovanje pojedinih mišićnih dijelova.



Cilindrični nastavak

Koristi se za dubinsko tkivo, poput zglobova, dlanova i stopala.




U-oblikovani nastavak

Koristi se za masažu vrata, kralježnice i Ahilove tetive.

Način upotrebe

1. Pritisnite tipku na uređaju kako biste uključili uređaj. Nakon uključivanja, uređaj će automatski biti postavljen na prvu brzinu i jedna LED-ica indikatora će zasvijetliti crveno.
2. Ponovno pritisnite tipku za prebacivanje na drugu brzinu i dvije LED-ice indikatora će zasvijetliti crveno.
3. Svakim daljnjim pritiskom na tipku uređaj prelazi u višu brzinu, a broj upaljenih LED-ica raste s promjenom brzine.
4. Uređaj ima ukupno šest brzina. Kada dosegne šestu brzinu, pritisnite tipku kako biste ga isključili.
5. Uređaj možete isključiti u bilo kojem trenutku i dugim pritiskom na tipku.




Indikatorsko svjetlo

Tipka za uključivanje/isključivanje i promjenu intenziteta


Priključak za punjenje

Način zamjene glave za masažu

1. Izvucite originalnu glavu za masažu.



2. Postavite novu glavu za masažu koju želite koristiti.



⚠ Sigurnosne upute

Ne otvarajte i ne koristite proizvod ako je oštećen. Feniks Info d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za štete na proizvodu ili ozljede nastale nepažljivom i nenamjenskom uporabom ili uporabom koja nije u skladu s navedenom svrhom proizvoda. Uređaj koristite samo u zatvorenim i suhim prostorijama. Postoji opasnost od kratkog spoja ako je u dodiru s vlagom. Namijenjen je isključivo za privatnu uporabu u skladu s ovim uputama i ne smije se koristiti u komercijalne svrhe.

NE otvarajte uređaj i ne koristite ga ako je oštećen!

NE koristite ga na vlažnim mjestima!

Punite uređaj samo unutar tehničkih podataka!

NE koristite uređaj pri visokim temperaturama i/ili ako je prekriven i/ili u vlažnom okruženju!

NE izlažite uređaj izravnom sunčevom svjetlu!

NE preopterećujte uređaj!

Obavezno isključite punjač iz struje prije čišćenja, održavanja ili korištenja uređaja!

U slučaju nepravilnosti (npr. miris paljevine), odmah isključite uređaj i prestanite sa radom!

Ne dirajte punjač mokrim rukama!

Ne koristite uređaj u kupaoonici ili drugim vlažnim prostorima!


Ne prskajte hlapljiva ulja, premaze ili pesticide po uređaju!

Ne koristite oštećene punjače ili oštećene kablove!


Držite djecu podalje tijekom rada uređaja!

Method of replacement of massage head

1. Pull out the original massage head.



2. Put on the massage head you need.



⚠ Safety tips

Do not open or use the product if it is damaged. Feniks Info d.o.o. accepts no responsibility for any damage to the product or injuries resulting from careless, improper, or unintended use, or use that is not in accordance with the intended purpose of the product. Use the device only in indoor and dry environments. There is a risk of short circuit if it comes into contact with moisture. This device is intended exclusively for private use in accordance with these instructions and must not be used for commercial purposes.

DO NOT open or use the device if it is damaged!

DO NOT use it in damp or wet areas!

Charge the device only within the specified technical parameters!

DO NOT use the device at high temperatures and/or if it is covered and/or in humid environments!

DO NOT expose the device to direct sunlight!

DO NOT overload the device!

Always unplug the charger from the socket before cleaning, maintenance, or using the device!

In case of malfunction (e.g., burning smell), immediately switch off the device and stop using it!

Do not touch the charger with wet hands!

Do not use the device in the bathroom or other humid rooms!

Do not spray volatile oils, coatings, or pesticides on the device!

Do not use damaged chargers or cables!

Keep children away from the device while it is operating!



Device Disposal - This device must not be disposed of with household waste. Please take it to a designated collection point for electronic waste in your community or district.



Packaging Disposal - The packaging must not be disposed of with household waste. Please follow the appropriate local procedures for disposal.

Massage heads and Feature



Round head

Used for hand, back, buttock, leg massage.



Flat head

Used for relaxing and shaping each muscle part.



Taper head

Used for deep tissue, such as joints, palm and plantar.



U-shaped head

Used for neck, spinal and achilles massage.



Odlaganje uređaja

Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električni otpad u vašoj zajednici ili okrugu.




Zbrinjavanje pakiranja

Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.

Instructions for Use

1. Press the button on the device to turn it on. After switching on, the device will automatically start at the first speed and one LED indicator will light up red.
2. Press the button again to switch to the second speed, and two LED indicators will light up red.
3. Each subsequent press of the button increases the speed, and the number of lit LED indicators increases accordingly.
4. The device has a total of six speeds. When it reaches the sixth speed, press the button again to turn it off.
5. You can turn off the device at any time by pressing and holding the button.



Jamstveni list:

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda.

Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara.

Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara "ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako se ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećenjima, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen.

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis:

Feniks-info d.o.o.
Slavonska avenija 72, Zagreb
servis@feniks-info.hr
mob: +385 91 3344 271

Datum kupnje: _____

Pečat i potpis: _____

Guide for use

Pulse massage gun

Please read this manual carefully BEFORE using the device to ensure safe and reliable operation. Keep the instructions in a safe place and pass them on to any future owners.

Technical Specifications

Product Name	Pulse Massage Gun
Model	ZC-JM03
Input	USB C / 5 V / 24 W / 1A
USB Cable	0,5 m
Speeds	6
Manual Operation	Yes
Program Duration	15 minutes
Rotation Speed	3000 ± 200 rpm
Number of Attachments	4
Charging Time	2,5 hours
Amplitude	0,6 cm
Battery	18650, 7,4 V, 1200 mAh
Battery Life	150–180 minutes
Warranty	12 months

Charging Instructions

1. Do not use the device while it is connected to the charger.
2. Connect the USB C connector of the included USB cable to the USB C input on the massager.
3. Connect the USB A plug of the included USB cable to a 5V, minimum 1A USB charger (charger not included).
4. Charging will start automatically, and the red LED light will turn on while charging.
5. When the device is fully charged, the red LED light will turn off. Once charging is complete, you may disconnect the charger. Disconnect in reverse order.

Cleaning and Maintenance

1. Always unplug the charger from the socket before cleaning.
2. Wipe the device with a neutral detergent and a soft cloth. Do not use corrosive cleaning agents.
3. Prevent water or other corrosive liquids from entering the device, as this may cause malfunction or damage.